


ヒートキャビシェイプ 使い方のポイント

初めてヒートキャビシェイプをご使用になるときは…

- 電極面を同じ部位にあて続けず、絶えず肌の上を滑らせるように動かし続けてください。
- EMSの出力レベルは「1」で行ってください。
- 電極面が浮かないように密着させ肌にぴったりとあててください。
- ご使用に慣れてきましたら、心地良い刺激を感じるレベルに設定しご使用ください。




EMSレベル1でも電気刺激が強く感じるときは…

- レベル1でも電気刺激が強く感じられる場合は、EMSのレベルを「1」に上げトリートメントが開始された後に、レベルを「ゼロ」に下げてご使用ください。

EMSの出力レベルが「ゼロ」の場合でも、超音波振動によるアプローチができる「キャビテーション」、温め機能の「ラジオ波」、肌のお手入れをサポートする「LED」により十分なトリートメントが行えます。


① 出力レベルを「1」に上げる

EMSレベルアップボタンを短く押すたびに「ピッ」という音が鳴り、EMSの出力レベルが上がります。(最大6)



② 出力レベルを「ゼロ」に下げる

EMSレベルアップボタンを短く押すたびに「ピッ」という音が鳴り、EMSの出力レベルが下がります。



※出力をオフ(出力レベル0)にするとEMSレベル表示ランプがすべて消灯します。

※EMSの出力が「ゼロ」の場合でも、「キャビテーション」「ラジオ波」「LED」は出力しています。

- 通電用の水分や化粧品類でも感じ方が変わります。
水に比べて、粘度のある通電用のジェルをご使用いただくことで、刺激をやわらげることができます。
- 入浴中(バスタブ内)にご使用いただくことで、電気刺激が鈍く感じられますので通常より不快感を感じ難く、レベルを上げてお使いいただけます。